

# Jak ważny jest czysty obraz?



## Nowy zawór BioShield z portem do płukania

*natychmiast oczyszcza obraz*

**Większość endoskopów nie jest wyposażona** w dodatkowy kanał do płukania, co powoduje, że krew, wydzieliny i zanieczyszczenia zasłaniają pole widzenia. Na szczęście nowy zawór BioShield™ z portem do płukania rozwiązuje ten problem, oferując proste i tanie rozwiązanie, pozwalające na płukanie w trakcie badania, nawet przy założonym akcesorium\*.

Zawór nadaje się idealnie do stosowania w czasie koagulacji w osłonie argonu, do oceny owróżnienia i w innych „brudnych” procedurach. Zawór pozwala na oczyszczenie pola widzenia w każdym momencie badania, pozwalając na sprawniejsze przeprowadzanie badań.

\* W kanale biopsyjnym musi być wystarczający przepływ płynu przy założonym akcesorium, żeby utrzymać odpowiedni poziom płukania i zminimalizować przecieki.

BioShield™ jest zastrzeżoną nazwą handlową Firmy US Endoscopy. Zawory i akcesoria BioShield™ są przeznaczone do stosowania z endoskopami do badania przewodu pokarmowego.

**dr Pikel**  
**Medic@l Systems**

ul. Czackiego 2/2; 15-268 Białystok

Tel.: 085 744 77 70; fax: 085 744 72 13

[www.endoscopy.pl](http://www.endoscopy.pl)

**us endoscopy**

listening...and delivering solutions